



care of sweden

Supporting Life

Coussins de positionnement



curera[™]
POSITIONNEMENT



Positionnement avec Curera®

Coussins qui fournissent un soutien dans toutes les positions



Cousin Curera®
Décubitus

et sa housse de protection
20x225 cm | 20x125 cm | 15x60 cm



Cousin Curera®
Cross

et sa housse de protection
25x80 cm



Cousin Curera®
Universel

et sa housse de protection
50x85 cm | 50x60 cm



Cousin Curera®
Multiroll

et sa housse de protection
75x75 cm



Cousin Curera®
Triangle

et sa housse de protection
70x26x15/5 cm



Cousin Curera®
Bouée

et sa housse de protection
50 cm



Cousin Curera®
Dos

et sa housse de protection
50x85 cm

Lorsqu'une personne fait peu de mouvements de manière autonome, elle est soumise à un risque plus élevé d'escarres. Des **changements de positions réguliers**, en position assise et allongée, permettent de **réduire ces risques**.

Care of Sweden a développé une gamme de **coussins de positionnement et de cales** permettant de combler la plupart des besoins en maintien et en soutien. Les coussins de positionnement Curera sont également **une aide précieuse** lors de l'habillage des patients et des **phases de soins**. Toutes nos housses de protection sont disponibles en tant qu'accessoires des coussins de positionnement et du coussin Multiroll.



Composition :

- Coussins Décubitus, Multiroll, Dos, Cross et Bouée : 50% mousse et 50% fibres de polyester
- Cousin Triangle : 100% mousse en PU haute résilience

Garantie : 1 an

Entretien et nettoyage :

Les housses de protection sont imperméables aux liquides et perméables à l'air ce qui réduit le risque de macération de la peau. Elles peuvent être nettoyées et désinfectées avec un détergent à base d'alcool. Lavable en machine à 95° maximum.

Les coussins sont lavables (Décubitus, Cross, Universel, Bouée, Dos, Multiroll) à 95° maximum en machine. Possibilité de séchage au sèche-linge. Éviter de trop les sécher. Pour un séchage plus rapide, augmenter le cycle trois ou quatre fois.

◆ Coussins pour le dos et la respiration



Coussin Cross



Coussin Universel



Coussin Décubitus

Lorsque le patient est allongé sur le dos, cette gamme de coussins **favorise l'ouverture des poumons**, ce qui **réduit les problèmes de respiration**, **supporte la colonne vertébrale** et **les omoplates** pour **garantir la stabilité**.



Allongé sur le dos : la respiration

Exemple : En cas de problèmes de respiration pour faciliter l'ouverture des poumons.

Placer les coussins Universel l'un à côté de l'autre, dans le dos, avec un coussin sous la tête.



Position du T

Exemple : ouverture des poumons.

Placer les coussins Cross en forme de T dans le dos.



Position du A

Exemple : ouverture de la partie supérieure des poumons.

Placer les coussins Cross en forme de A dans le dos. Soutien des omoplates et de la colonne vertébrale.



Position du V

Exemple : ouverture de la partie inférieure des poumons.

Placer les coussins Cross en forme de V dans le dos.

Allongé sur le dos : la stabilité

Deviens un soutien en position allongée ou assise en cas de perte d'équilibre et pour améliorer la vigilance corporelle.

Le coussin Décubitus doit englober le patient. Placer sous les jambes un coussin Multiroll ou un coussin Triangle.

Le coussin Décubitus peut aussi être placé sous les genoux.



◆ Position latérale



Cousin Multiroll



Cousin Universel



Cousin Décubitus



Cousin Dos

Lorsqu'une personne doit rester allongée sur le côté, il est nécessaire de prévoir des **supports spécifiques** pour **soulager la pression sur les zones sensibles**.



Cousin Décubitus

Exemple : en cas de diminution de la vigilance corporelle, placer le coussin Décubitus sous la tête, le long du corps et entre les jambes. Un coussin pour la tête peut également être utilisé.



Cousin Universel

Exemple : soutien en cas de chirurgie de prothèse de hanche.



Cousin Multiroll

Exemple : soutien en position latérale. Placer le coussin Multiroll derrière le dos.



Cousin Dos

Exemple : soutien en position latérale. Placer le coussin dans le dos et le rabat sous le dos du patient ou placer le rabat sous le matelas, de façon à sécuriser la position.



Cousin Universel

Exemple : soutien en position latérale. Placer le coussin Universel derrière le dos.



Cousin Multiroll & Décubitus

Placer le coussin Multiroll entre les jambes du patient et le coussin Décubitus derrière le dos.

◆ Position semi-latérale



Cousin Décubitus



Cousin Triangle

La position semi-latérale est la plus difficile à tenir. Elle demande de garder l'équilibre avec une inclinaison d'environ 30°. Il est donc nécessaire de pouvoir **s'appuyer sur des supports stables et confortables**.



Sur le ventre

Exemple : pour soulager l'épaule, la colonne vertébrale, les hanches, les fessiers et les talons.
Placer le coussin Décubitus sous la moitié du corps du patient, allongé sur le ventre.



Sur le dos, inclinaison à 30°

Exemple : pour soulager l'épaule, le sacrum, la hanche, et le talon.

S'il y a un matelas standard :
placer deux coussins Triangle
sous le matelas.



Exemple : pour soulager l'épaule, le sacrum, la hanche, et le talon.

S'il y a un matelas de remplacement de plus de 15 cm de hauteur :
placer deux coussins Triangle
entre le drap et le patient.



Exemple : pour soulager l'épaule, le sacrum, la hanche, et le talon.

S'il y a un surmatelas :
placer deux coussins Triangle
entre les deux matelas.

◆ Nuque et bras



Coussin Cross



Coussin Universel



Coussin Bouée



Coussin Décubitus

Avec le support adapté, il est tellement simple de **soulager la nuque, le bras ou la main**.



La tête et le cou

Exemple : soulager la pression ou soutenir la tête et le cou.
Placer le coussin Bouée autour de la gorge/du cou.



Les bras

Exemple : soutien des bras en position assise.
Placer le coussin Décubitus devant le patient.

Les bras tendus

Exemple : en cas de gonflement du bras ou de la main.
Placer le coussin Décubitus, Universel ou Cross sous le bras.



◆ Position allongée - hémiplégié



Cousin Cross



Cousin Universel



Cousin Multiroll

Les coussins de positionnement soutiennent et **soulagent les zones les plus faibles** du corps et **agissent de manière préventive** en les stimulant.



Hémiplégié : position assise

Position assise, avec un côté droit du corps affaibli.

Exemple : Permet un soutien confortable en position assise, prévient la douleur et le gonflement du bras droit et de la main droite.

Placer le coussin Universel sous le bras droit et un coussin Multiroll sous les genoux



Hémiplégié : position allongée côté droit affaibli

Exemple : Stimuler la vigilance du côté droit plus faible, prévenir les contractures et les escarres et améliorer le confort de la position.

Placer le coussin Universel derrière le dos et un coussin sous la jambe gauche. Faire attention à la position de l'épaule droite.



Hémiplégié : position allongée côté gauche affaibli

Exemple : Repos sur la partie du corps non affaiblie, prévention des contractures et de la douleur, prévention des gonflements du bras et de la main et prévention des escarres. De manière générale améliorer le confort de la position.

Placer des coussins Universel sous le bras gauche affaibli et un coussin sous la jambe gauche affaiblie. Utiliser un coussin Universel, Cross ou Décubitus pour soutenir le dos.

◆ Sacrum, genoux et talons



Coussin Universel



Coussin Triangle



Coussin Décubitus



Coussin Multiroll

Le sacrum et les talons sont des parties du corps particulièrement sensibles à la pression lorsqu'une personne est alitée. Cette gamme de 4 coussins vous permet de **soulager la pression et d'installer le patient confortablement**.

Soutien sacrum / genoux / talons



Exemple : position de repos confortable pour prévenir les cisaillements et soulager les talons lorsque le patient est assis dans son lit.

Placer deux coussins Triangle l'un contre l'autre sous les genoux.

Exemple : pour soulager la région lombaire, les genoux et les talons.

Placer deux coussins Triangle sous les genoux.



Soutien genoux / pieds

Exemple : pour soulager les genoux et les pieds.

Placer le coussin Décubitus sous les genoux et le coussin Multiroll sous la plante des pieds.



Habillement et soins

Exemple : pour effectuer les soins ou changer le patient.

Placer les coussins riangles Curera l'un sur l'autre de façon à former un carré.

Cela vous permet de vous libérer les mains.



Soutien des talons

Exemple : prévention des escarres aux talons et soutien des pieds (position anti-équin).

Plier le coussin Multiroll contre le cadre du lit (en dessous de la jambe la plus basse).



En cas de spasticité

Exemple : stabilité en cas de spasticité.

Placer le coussin Multiroll entre les jambes du patient en position latérale.



Soulagement des talons

Exemple : soulagement des talons.

Placer le coussin Multiroll de façon à libérer les talons.

Genoux

Exemple : soutien des genoux.

Plier le coussin Multiroll et le placer sous les genoux.



Protection contre les barrières du lit

Exemple : protection contre les barrières du lit.

Placer le coussin Triangle de façon à ce que le côté le plus fin soit en bas.

Prévention des oedèmes

Exemple : soulagement des talons, prévention du gonflement des jambes.

Placer le coussin Triangle sous le matelas.



Pieds

Exemple : soutien pour les pieds.

Placer le coussin Triangle de manière verticale au pied du lit.

Soutien pour les soins du patient

Exemple : pour changer le patient ou faire les soins en position latérale.

Placer le côté large du coussin Triangle contre le dos du patient. Cela vous permet de vous libérer les mains et de sécuriser davantage le patient.

Le coussin Molly

La protection talonnière



LES AVANTAGES

- Répartit et redistribue la pression
- Améliore la circulation
- Accélère la guérison des escarres
- Diminue la douleur
- Doux et confortable pour le patient
- Facile à installer
- Aide le patient à bouger facilement ses jambes
- Empêche le croisement des jambes après une chirurgie de prothèse de hanche

PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE DE PROTECTION

- Longue durée de vie
- Imperméable aux liquides
- Perméable à la vapeur
- Facile à nettoyer
- Nettoyage avec détergent et/ou désinfectant
- Lavable en machine à 95°

TAILLES

- Molly S
- Molly M
- Molly L



CE

◆ La protection talonnière



Le talon est une zone sensible et vulnérable. Nous vous proposons une solution pour **soulager rapidement et totalement la pression sur la zone talonnière.**

Le coussin Molly est disponible en **3 tailles**, à adapter selon la morphologie du patient.



Allongé sur le dos

Molly taille M

Utiliser une chaussette ou une gaze tubulaire entre la peau et le coussin Molly. Attendre 15 à 20 minutes pour que le coussin prenne sa forme. Vérifier la distance entre le talon et la surface du drap. Si la distance est inférieure à 2 cm, changer en taille L. Si elle est supérieure, changer en taille S.

Il est possible de mesurer la longueur de la jambe du patient :

Taille S : 78 <> 85 cm

Taille M : 86 <> 94,5 cm

Taille L : 102 <> 103 cm

Position latérale

Tourner le coussin Molly de façon à ce que son ouverture soit face au matelas.

Il doit pouvoir tourner autour de la jambe.

Molly peut également être utilisé après une chirurgie de prothèse de hanche, par exemple, pour éviter tout croisement des jambes.

Placer le coussin sur la jambe en bonne santé.



EGM

ZA du haut Serroir
54690 Lay Saint Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76
Fax : +33 (0)3 83 22 64 01
info@evrardmedicale.fr
www.evrardmedicale.fr

Coussins de positionnement

 **curera**[™]
POSITIONNEMENT

 **care of sweden**
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, SE-514 23 Tranemo, SWEDEN
+46 (0)771 106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.com