

CuroCell® UNO



Une nouvelle génération de matelas
totalement automatisé

CuroCell® UNO

Le CuroCell® UNO est utilisé pour la prévention et le traitement des escarres jusqu'au stade 4⁽¹⁾ inclus. Synonyme d'innovation et de design moderne, développé avec une ingénierie de qualité, il constitue le fondement de notre nouvelle génération de systèmes de matelas Premium et entièrement automatisé.

L'unité de contrôle est équipée d'un grand écran tactile avec une interface conviviale. Elle est entièrement automatisée et ajuste d'elle-même le matelas, procurant à la fois un soulagement optimal des pressions et un excellent confort pour chaque utilisateur, tout en étant très simple d'utilisation.

Les matelas Care of Sweden sont fournis avec une housse hygiénique bi élastique, conforme aux normes en vigueur en termes d'hygiène⁽³⁾, de qualité et de sécurité. Toutes les housses sont fabriquées à partir de matériaux modernes et recyclables, et sont perméables aux vapeurs⁽⁴⁾ afin de réduire les risques de macération.

Descriptif

Matelas à air alternatif

Épaisseur : 20 cm

Utilisation : prévention et traitement des escarres jusqu'au stade 4 inclus⁽¹⁾

Poids utilisateur conseillé : 0-250 kg

Classification au feu : EN 597-1,-2

Alimentation électrique : 100-240 V / 50-60 Hz

Volume sonore unité de contrôle : 20 dBA

Garantie : 2 ans

Entretien de la housse : nettoyage avec un produit nettoyant et/ou désinfectant, lavable en machine jusqu'à 95°C et passage au sèche-linge



Caractéristiques unité de contrôle

- Entièrement automatisé
- Grand écran tactile avec interface conviviale
- 3 modes thérapeutiques : alternatif, pulsatif, et statique
- Fonction "Pack & Go"
- Fonctionnement silencieux et sans vibration
- Batterie de secours (en option)
- Crochets avec protection mousse
- Fonction de notifications en cas de perte d'air ou d'alimentation électrique

Caractéristiques du matelas

- Système de cellules Cell on Cell avec matelas de sécurité
- Système de décharge talonnière
- Cellules de tête statiques
- CPR
- Passe-câble intégré
- Aucun PVC
- Conçu pour une utilisation facile
- Housse résistant à la chlorure (10%) avec coutures soudées
- Fermeture éclair bien protégée

Dimensions

80/85/90/105/120 x 200/210/220 cm.

Pour toute autre dimension, veuillez contacter votre distributeur.

Options

- Sac de transport
- Système de fixation du drap

Références

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), et Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Prévention et traitement des escarres : "Quick Reference Guide". Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media : Osborne Park, Western Australia ; 2014.
- (2) "EN ISO 11201 Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels", SP 2015.
- (3) ISO 16603 « resistance of penetration by blood and body fluids », ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Health care textiles – Bacteria penetration – Wet".
- (3) SS-EN ISO 15496 : 2004, DIN 53.122.



Toujours lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Care of Sweden and CuroCell® are trademarks of Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. All rights reserved. Last update: 2016-11-23.



Scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.



Mattress selector

- Guidelines when choosing a product
See how to choose the right mattress at:
www.careofsweden.com/mattress-selector



ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01
www.evrardmedicale.fr