



**GORDON
ELLIS
& CO**

VOYAGER

CHAISE GARDE-ROBE LÉGÈRE ET PLIABLE

POUR LE VOYAGE

- Chaise primée pour son design adapté au voyage
- S'utilise en chaise, rehausseur ou chaise de douche
- Légère et pliable pour faciliter le transport

Idéale aussi bien pour voyager qu'à la maison, cette chaise garde-robe pliable combine commodité et confort. Voyager peut être utilisé comme chaise de douche, rehausseur ou chaise garde-robe en utilisant le bassin inclus.

Le cadre en aluminium ne rouille pas, il est léger et petit une fois plié, mais résistant et ajustable en hauteur.

La hauteur du siège peut être ajustée de 45 à 57 cm.

GE6239 Voyager

GE6137 Sac de transport

Dimensions (LxlxH) : 470 - 550 x 520 x 680 - 800 mm



125 kg



EGM
GROUPE EVRARD

Evrard Générale Médicale
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

Produit
sélectionné par **UGAP**
UNION GÉNÉRALISTE
AGRICULTEURS