



## Accoudoir de toilettes Etac OptimaL

Accoudoir fonctionnel et élégant.

### Combinaison astucieuse de fonctionnalité et de simplicité

Etac OptimaL est un accoudoir mural élégant.

Le pied assure la stabilité et la petite fixation murale permet de monter l'accoudoir à proximité des toilettes. OptimaL reste plié en toute sécurité et se déplie facilement à l'aide de la poignée.



### Accessoire



Porte-papier toilettes  
83030001

#### Description

OptimaL (l'unité)

80303006

#### Dimensions

Longueur déplié : 73,5 cm

Distance sol-accoudoir déplié : 80 cm

Hauteur totale replié contre le mur : 149 cm

Support mural : 10,4 cm x 11 cm

#### Matériaux

Support mural, tube des accoudoirs et pied :

tube en acier époxy

Détails : polypropylène

#### Poids

3,1 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.



**Evrard Générale Médicale**  
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01  
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

