



**GORDON  
ELLIS  
& CO**

# BIG JOHN

## CHAISE GARDE-ROBE

AIDES TECHNIQUES BARIATRIQUES (JUSQU'A 380 KG)



- Conception 2-en-1 avec l'abattant de WC Big John
- Permet de supporter jusqu'à 380 kg
- Deux accoudoirs pour faciliter l'accès
- Hauteur réglable de 47 à 57 cm

Ce produit polyvalent est un combiné de notre chaise de toilettes large et confortable Big John avec un cadre solide et ajustable en hauteur. Il apporte une stabilité supplémentaire avec deux accoudoirs pour supporter l'utilisateur. Les pieds sont dotés de quatre embouts offrant une bonne prise au sol. La partie du siège la plus basse est de 47 cm pour un maximum de 57 cm. Il peut être utilisé comme un cadre de toilettes ou comme une chaise autonome avec le couvercle de bassin Burton inclus.

Livré à plat et facile à ranger pour le voyage ou le stockage.

**GE66240/SET** Chaise Garde-Robe Bariatrique Big John

 **380 kg**



BASSIN **BURTON** AVEC 2 POIGNÉES  
(UNE DESSUS, UNE À L'ARRIÈRE)

**EGM**  
GROUPE EVRARD

**Evrard Générale Médicale**  
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01  
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

