

AVERO Comfort à hauteur fixe

Baignoire médicalisée

Un design moderne
pour une utilisation fonctionnelle



Avantages pour les utilisateurs et les accompagnateurs

- Disponible dans 2 hauteurs de travail
- Compatible avec tous les systèmes de levage du marché
- Zone extra large au niveau du haut du corps
- Accessible sur les 3 côtés
- Zone étroite au niveau des pieds pour réduire la consommation d'eau
- Des accoudoirs au niveau de l'assise pour un meilleur confort
- Protection anti-brûlure pour la douchette et le bec d'arrivée d'eau
- Coloris RAL au choix - Blanc en standard
- En option : fonction arrêt automatique du remplissage d'eau
- En option : changement de point de vue = robinetterie à l'opposé du mur pour positionner le patient face à la pièce





Avero Comfort 650 mm

- Réf. : 910305000
- Dimensions : 2100 x 800 x 650 mm
- Poids supporté : 110 kg

Avero Comfort 750 mm

- Réf. : 910306000
- Dimensions : 2100 x 800 x 750 mm
- Poids supporté : 110 kg

Un bain qui met tous les sens en éveil...



Aromathérapie



Musicothérapie




Luminothérapie



Bain bouillonnant



Arrêt automatique du remplissage d'eau



Désinfection

Nos baignoires peuvent être équipées d'un grand nombre d'options pour faire du bain un moment de bien-être unique pour vos résidents. Toutes nos baignoires AVERO sont disponibles sur demande avec une fonction de bain bouillonnant, un système de luminothérapie, de musicothérapie et un dispositif d'aromathérapie. Pour la couleur de la baignoire, vous avez également le choix parmi de nombreux coloris RAL.