

# AVERO Motion E

Baignoire inclinable à hauteur réglable avec porte

Contrôle de toutes les fonctions  
au moyen d'une télécommande...



## Avantages pour les utilisateurs et les accompagnateurs

- Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison
- Siège moulé avec découpe pour faciliter l'hygiène intime
- Protection anti-brûlure pour la douchette et le bec de baignoire
- Contrôle de toutes les fonctions par le biais d'une télécommande
- Possibilité de passer sous le châssis avec un lève-personnes
- Réduction de 35 % de la consommation d'eau
- Espace optimal au niveau des épaules et de l'assise
- Jusqu'à 50 cm de gain de place
- Zone ergonomique au niveau des pieds pour un maintien idéal
- Profil ajusté d'assise et de couchage pour davantage de sécurité
- Bonne longueur intérieure pour les résidents les plus grands
- Pas de bord au niveau de la porte pour faciliter le transport
- Grand volume de pré-remplissage avec 98 l = le résident est immédiatement immergé d'eau chaude lors du re-positionnement à l'horizontale de la baignoire



- Longueur extérieure en position inclinée : 1760 mm
- Longueur extérieure en position horizontale : 1908 mm
- Largeur hors tout : 860 mm
- Largeur intérieure : 600/670 mm
- Hauteur d'entrée la plus basse : 490 mm
- Couleur standard : blanc (autres coloris RAL disponibles)

- Coque en **fib**re polyester
- Poids max. utilisateur : 250 kg
- Hauteur variable sur 200 mm
- Inclinable
- Vitesse remplissage : 66 l/min
- Vitesse de vidange : 75 l/min


## Un bain qui met tous les sens en éveil...



*Aromathérapie*



*Musicothérapie*




*Luminothérapie*



*Bain bouillonnant*



*Arrêt automatique du remplissage d'eau*



*Désinfection*

Nos baignoires peuvent être équipées d'un grand nombre d'options pour faire du bain un moment de bien-être unique pour vos résidents. Toutes nos baignoires AVERO sont disponibles sur demande avec une fonction de bain bouillonnant, un système de luminothérapie, de musicothérapie et un dispositif d'aromathérapie. Pour la couleur de la baignoire, vous avez également le choix parmi de nombreux coloris RAL.