



### ■ Des accoudoirs adaptés

Les accoudoirs ont été conçus sous la forme dite "Papillon" pour faciliter l'accès aux utilisateurs. Cette forme est plus ergonomique et permet aux personnes en surpoids de saisir plus facilement les accoudoirs pour s'asseoir ou se lever.

### ■ Une hauteur ajustable

La hauteur de la chaise est réglable de 44 à 59 cm. Il est très important de bien régler la hauteur afin que l'utilisateur puisse s'asseoir et se lever plus facilement. Si la chaise est trop haute, l'utilisateur va avoir du mal à s'y asseoir. Si à l'inverse elle est trop basse, il lui sera difficile de se relever.

### ■ Priorité au confort

Une personne en surpoids est rarement assise confortablement. Souvent la largeur de l'assise est trop petite, parfois trop profonde et sans dossier. Nous avons créé cette chaise pour qu'elle puisse être ajustée individuellement afin d'assurer un vrai confort d'assise. Le dossier peut être ajusté en profondeur de + ou - 6 cm et le tube arrondi au niveau des accoudoirs et du dossier, assure un meilleur confort.

### ■ Pratique au quotidien

L'assise de la chaise de douche XXL est amovible pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Lors de la conception nous avons apporté une attention particulière afin d'obtenir une construction robuste, tout en utilisant des matériaux légers. De cette façon, la chaise peut facilement être déplacée d'un lieu à un autre.

### Accessoires

Références	Désignation	Profondeur d'assise
141-061	Chaise de douche XXL 61cm	40-52 cm
141-071	Chaise de douche XXL 71cm	40-52 cm
140-061	Chaise garde robe XXL 61cm	40-52 cm
140-071	Chaise garde robe XXL 71cm	40-52 cm
140-099-001	Bassin amovible	

### Spécificités techniques

Références	CHAISE DE DOUCHE		CHAISE GARDE-ROBE	
	141-061	141-071	140-061	140-071
Largeur de l'assise	61 cm	71 cm	61 cm	71 cm
Largeur totale	69 cm	79 cm	69 cm	79 cm
Largeur totale entre les accoudoirs	73 cm	83 cm	73 cm	83 cm
Poids total	15 kg	16 kg	14 kg	15 kg
Distance entre le sol et le dessous du bassin	-	-	21 à 36 cm	
Poids maximum supporté	325 kg			
Longueur totale	80 - 101 cm			
Profondeur de l'assise	40 - 52 cm			
Hauteur de l'assise	44 - 59 cm			
Hauteur du dossier	37 cm			
Distance entre le sol et le dessous du siège	33 - 48 cm			
Hauteur totale	79 - 94 cm			
Cadre	Acier au chrome molybdène laqué époxy			
Matériau assise, dossier, accoudoirs	Mousse de polyuréthane moulée			
ISO	ISO 09 33 03			