



Etac Raiser

Plateforme d'aide au déplacement et aux transferts

La plateforme Etac Raiser a été conçue pour aider le patient à passer d'une position assise à une position debout et pour le déplacer en toute sécurité sur une courte distance.

Cette action est réalisée en maintenant des conditions d'utilisation ergonomiques pour le soignant, tout en rendant le patient actif.

Etac Raiser

Une plateforme de mobilité pour un transfert actif !

La plateforme Etac Raiser est utilisée pour les transferts sur courte distance, du lit au fauteuil, au fauteuil roulant, aux toilettes ou à la chaise de douche.

Etac Raiser stimule l'activité des personnes et aide à la mobilisation, ce qui permet d'améliorer la circulation sanguine, d'activer les muscles et d'accroître l'assurance.

Etac Raiser peut servir à évaluer la fonction de verticalisation et favorise une mobilisation précoce.

Etac Raiser peut aussi être utilisé pour replacer la personne en position assise.



Poignée avec plusieurs choix de prises

La poignée offre plusieurs prises différentes pour la personne et l'utilisateur soignant.



Plateforme surbaissée

Les utilisateurs posent facilement leurs pieds sur la plateforme surbaissée.



Support genoux à hauteur réglable d'une seule main

Il fournit un support confortable. Sa hauteur s'ajuste facilement d'une seule main de 145 mm à 510 mm.



Le système de freinage centralisé verrouille les deux roulettes

Le frein au pied, à droite comme à gauche, verrouille les deux roulettes pour assurer une utilisation plus sécurisée de l'équipement.



Allonges de préhension

Deux allonges de préhension sont utilisées comme extension lorsque le patient a des difficultés à saisir la poignée du dispositif, ou à l'atteindre.



Sangle de maintien Raiser Strap

La sangle de maintien Raiser Strap se positionne au niveau du dos ou des hanches lors de la verticalisation ainsi qu'en position debout.



Sangle d'aide à la verticalisation Raiser Strap+

La sangle Raiser Strap+ s'utilise par une ou deux personnes afin d'aider le patient à se lever et à se maintenir en position debout.

Référence	16090201	Encombrement en utilisation	L 620 x l 570 x h 1170 mm
Accessoires	Description	N° article	Charge maximale d'utilisation
Allonges par paire	Allonges à mains	82511	150 kg
Raiser Strap P/M	Sangle, petite/moyenne	82508	Poids total
Raiser Strap G/TG	Sangle, grande/très grande	82509	14.2 kg
Raiser Strap+ P/M	Sangle coulissante P/M	82528	Matériaux
Raiser Strap+ G/TG	Sangle coulissante G/TG	82529	Acier laqué époxy, aluminium, TPE
			Rayon de braquage
			720 mm
			Seuil maximum
			8 mm
			Garantie 1 an

