



Etac Swift

Tabouret/chaise de douche

 **etac**[®]

Etac Swift

tabouret et chaise de douche

Depuis 20 ans, les utilisateurs du monde entier font confiance aux tabourets et chaises de douche Etac Swift pour se sentir en sécurité dans la salle de bains. Développés en collaboration avec des professionnels de la rééducation, des designers industriels et des utilisateurs, les tabourets et les chaises de douche Swift sont conçus pour assurer bien-être, soutien et confort.

Depuis 40 ans, nous créons des possibilités pour le secteur de la rééducation et des soins à domicile. Aujourd'hui, nous pouvons nous targuer d'une gamme unique de produits de grande qualité. Son design primé et ses fonctionnalités soigneusement conçues confèrent à **la chaise de douche Swift toute l'authenticité d'un produit Etac !**



reddot

Conçu pour une utilisation sûre et durable

Un excellent produit ne doit pas seulement être performant pour l'utilisateur principal dans l'environnement pour lequel il est prévu. Il doit également offrir des fonctionnalités pratiques tout au long de sa durée de vie. Le tabouret/la chaise de douche Swift est livré(e) dans une mallette plate pratique pour le rangement, l'expédition et le transport. Le produit s'assemble très facilement sans aucun outil.

Chez Etac, les produits sont conçus dans un souci de sécurité, d'hygiène et de durabilité. Le tabouret/la chaise de douche Swift a été rigoureusement testé(e) conformément aux normes européennes et internationales et résiste à une utilisation et une remise en état selon des normes rigoureuses. Le produit dont la durée de vie est estimée à 10 ans est garanti 5 ans.



Découvrez les avantages

Grâce à ses pieds robustes réglables en hauteur et à son dossier et ses repose-bras amovibles qui s'emboîtent en douceur, le tabouret/la chaise de douche Swift a été conçu(e) pour une utilisation sûre et un ajustement facile.



Tabouret de douche Etac Swift



Tabouret de douche Swift avec repose-bras

Ajustement facile

Dossier et repose-bras amovibles et modulaires qui se clipsent en douceur sans outils.

Bonne prise en main

Sans repose-bras, les fentes latérales offrent une prise en main stable et un excellent soutien.

Surface antidérapante

La surface est telle que l'assise est antidérapante et sans danger pour l'utilisateur même lorsqu'elle est humide.

Hauteur réglable

Pieds robustes avec réglage intégré de la hauteur sur 7 positions.

Écoulement intelligent

Des perforations spéciales permettent à l'excédent d'eau de s'écouler rapidement.

Siège flexible

Siège réversible doté d'une large ouverture.

Fiabilité et stabilité

Des embouts antidérapants et sensibles assurent la stabilité du tabouret sur toutes les surfaces.



Chaise de douche Etac Swift

Tabouret/chaise de douche Etac Swift

Une chaise de douche offrant de nombreuses options.

Une chaise Swift, trois options

- La version de base de Swift est un tabouret. Les fentes latérales offrent une prise en main stable et un excellent soutien.
- En ajoutant des repose-bras, vous bénéficiez d'un soutien supplémentaire pour passer de la position assise à la position debout.
- En ajoutant à la fois des repose-bras et un dossier, vous obtenez une chaise de douche Swift qui vous offrira une expérience de douche confortable et sûre.



Deux hauteurs possibles

Le tabouret/la chaise de douche Swift est disponible dans deux tailles, toutes deux entièrement réglables. La version basse dispose de quatre positions de réglage différentes et la version haute de sept positions.

Le réglage de la hauteur peut également servir à incliner légèrement la chaise de douche Swift vers l'avant. Cette possibilité est particulièrement utile pour les utilisateurs ayant des difficultés à passer de la position assise à la position debout.

Etac Swift	Blanc	Gris	Vert lagon	Bleu
- tabouret de douche	81701610	81701410	81701710	81701510
- tabouret de douche avec repose-bras	81701620	81701420	81701720	81701520
- chaise de douche avec dossier et repose-bras	81701630	81701430	81701730	81701530
- tabouret de douche version basse		81701450		
- chaise de douche version basse avec dossier et repose-bras		81701460		

Coloris



Dimensions

Hauteur totale avec dossier : 80 – 95 cm
 Hauteur totale Swift version basse avec dossier : 72,5 – 80 cm
 Largeur totale, tabouret : 54 cm
 Largeur totale, avec repose-bras : 54,5 cm
 Profondeur totale : 50 cm
 Profondeur totale Swift version basse : 46,5 cm
 Espacement entre les repose-bras : 45 cm
 Hauteur du siège : 42 – 57 cm
 Hauteur du siège Swift version basse : 34,5 – 42 cm
 Assise : 54 x 41 cm

Poids

Tabouret de douche Swift : 3,1 kg
 Tabouret de douche Swift version basse : 2,9 kg
 Chaise de douche Swift : 4,7 kg
 Chaise de douche Swift version basse : 4,5 kg



Poids max. de l'utilisateur

Poids max. utilisateur : 160 kg (352 lbs)

Matériaux

Siège : Polypropylène
 Pieds : Aluminium, polyamide
 Sabots : TPE
 Coussins d'assise : polyéthylène

Maintenance



Nettoyez/désinfectez le réhausseur à l'aide d'un produit nettoyant non abrasif standard dont le pH est compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70 %. Le produit peut être nettoyé en toute sécurité dans un laveur-désinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.



Caractéristiques



Hauteur réglable

La hauteur se règle facilement d'une simple pression. La forme ovale permet d'éviter que les pieds télescopiques ne tournent lors du réglage. Aucun risque d'égarer une pièce.



Fiabilité et stabilité

Des embouts antidérapants et sensibles s'adaptent au sol et assurent la stabilité du tabouret sur les surfaces les plus irrégulières.



Ajustement facile

Conception modulaire avec dossier et repose-bras amovibles qui s'enclenchent en douceur sans outils. Facile à personnaliser en fonction des besoins de l'utilisateur.



Facilité d'accès

Un siège réversible doté d'une large ouverture et une surface lisse qui offre un accès aisé et un confort optimal.

Différents coloris

Les tabourets et chaises de douche Etac sont disponibles dans quatre coloris différents. Gris, vert lagon, bleu et blanc. L'utilisateur dispose ainsi d'un produit ingénieux assorti au mobilier de sa salle de bains.





Accessoires



Dossier

Dossier amovible et modulaire qui s'enclenche en douceur sans outils.

Gris.....84006181
Vert lagon..... 84006198
Bleu..... 84006183
Blanc..... 84006196



Paire de repose-bras

Repose-bras amovibles et modulaires qui se clipent en douceur sans outils.

Gris..... 84006184
Vert lagon..... 84006199
Bleu..... 84006186
Blanc.....84006197



Porte-savon

Se fixe sur le côté du siège. Idéal pour ranger le gel douche ou le shampooing. Également équipé d'un support de douche intégré.

Gris..... 80209266



Coussin d'assise

Les coussins antidérapants procurent une sensation de chaleur. La position assise est plus confortable et moins glissante. Faciles à essuyer et à clipser. Matériau: polyéthylène.

Gris..... 84005073



Coussin pour le dossier

Les coussins antidérapants procurent une sensation de chaleur instantanée.

Faciles à essuyer et à clipser.
Matériau: polyéthylène.

Gris..... 84005072



Léger et transportable, le modèle Swift est livré dans une mallette plate pratique.



Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production d'aides techniques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Nous avons à cœur de proposer des solutions qui optimisent la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés
en consultant notre site internet: www.etac.com.

EGM
ZA du Haut Serroir
54690 Lay St Christophe
03 83 22 67 76
info@evrardmedicale.fr
www.evrardmedicale.fr

EGM
GROUPE EVRARD