

Chaise de bain Etac Rufus

Assise confortable et sûre

La chaise de bain Etac Rufus est munie d'une assise confortable et sûre de 19 cm, placée sous la partie supérieure de la baignoire. Le dossier assure un confort optimal et garantit la sécurité. Elle existe en deux longueurs.



Description

Chaise de bain Rufus, 70 cm 81506011
Chaise de bain Rufus, 74 cm 81506012

Dimensions

Surface totale du siège : 41 cm x 40 cm
Largeur totale : 70 cm x 30,4 cm

Poids

3,2 kg

Matériaux

Armature : tube en acier époxy
Siège : polypropylène avec tube en aluminium intégré



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.