

## Accoudoirs de toilettes Etac Supporter

Accoudoirs de toilettes stables qui se montent directement sur les toilettes.



### Accoudoirs fonctionnels

Les accoudoirs Etac Supporter se rabattent et sont dotées de poignées arrondies confortables. De par leur conception élégante, ils s'intègrent naturellement à la salle de bain.

### Fixation simple

L'ensemble Supporter se monte sans outil. Il est adapté tant aux toilettes fixées au sol qu'aux suspendues. Si l'espace autour des toilettes est restreint, il est possible de n'utiliser qu'un seul accoudoir.

*L'ensemble Supporter inclut siège et couvercle.*

#### Description

Supporter 80303112-2

#### Dimensions

Largeur totale : 60 cm  
Distance entre les accoudoirs : 49 cm  
Hauteur des accoudoirs au-dessus du siège : 25 cm  
Longueur des accoudoirs : 41,5 cm

#### Poids

5 kg

#### Matériaux

Armature et accoudoirs : tube en acier époxy  
Housse des accoudoirs : polypropylène  
Couvercle et siège : polypropylène  
Fixations : aluminium



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.

## Accessoires pour le surélèveur fixe Etac Hi-Loo et les accoudoirs Etac Supporter



**Supports - lot de deux**  
80301030  
Pour une stabilité renforcée, notamment lors des transferts latéraux. Non compatibles avec Etac Supporter Adjustable.



**Porte-papier toilettes**  
83030001  
À fixer sous l'accoudoir.



**Barre transversale de 605 mm**  
80303034  
À fixer sur l'accoudoir. Non compatible avec Etac Supporter Adjustable.



**Fixation pour sonnette d'alarme**  
80303027



**Kit de fixation**  
80301052  
Aide pour le montage sur la cuvette lorsque l'espace est limité.



**Kit de réglage**  
80304002  
Augmente le nombre d'encoches de fixation. Non compatible avec le siège Hi-Loo sans accoudoirs.

