



COMPRENDRE LES BESOINS



## Chaise de douche & Garde robe XXL

Une conception robuste & fonctionnelle



### ■ Des accoudoirs adaptés

Les accoudoirs ont été conçus sous la forme dite "Papillon" pour faciliter l'accès aux utilisateurs.

Cette forme est plus ergonomique et permet aux personnes en surpoids de saisir plus facilement les accoudoirs pour s'asseoir ou se lever.

### ■ Une hauteur ajustable

La hauteur de la chaise est réglable de 44 à 59 cm. Il est très important de bien régler la hauteur afin que l'utilisateur puisse s'asseoir et se lever plus facilement. Si la chaise est trop haute, l'utilisateur va avoir du mal à s'y asseoir. Si à l'inverse elle est trop basse, il lui sera difficile de se relever.

### ■ Priorité au confort

Une personne en surpoids est rarement assise confortablement. Souvent la largeur de l'assise est trop petite, parfois trop profonde et sans dossier. Nous avons créé cette chaise pour qu'elle puisse être ajustée individuellement afin d'assurer un vrai confort d'assise. Le dossier peut être ajusté en profondeur de + ou - 6 cm et le tube arrondi au niveau des accoudoirs et du dossier, assure un meilleur confort.

### ■ Pratique au quotidien

L'assise de la chaise de douche XXL est amovible pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

Lors de la conception nous avons apporté une attention particulière afin d'obtenir une construction robuste, tout en utilisant des matériaux légers.

De cette façon, la chaise peut facilement être déplacée d'un lieu à un autre.

### Accessoires

Références	Désignation	Profondeur d'assise
141-061	Chaise de douche XXL 61cm	40-52 cm
141-071	Chaise de douche XXL 71cm	40-52 cm
140-061	Chaise garde robe XXL 61cm	40-52 cm
140-071	Chaise garde robe XXL 71cm	40-52 cm
140-099-001	Bassin amovible	

### Spécificités techniques

Références	CHAISE DE DOUCHE		CHAISE GARDE-ROBE	
	141-061	141-071	140-061	140-071
Largeur de l'assise	61 cm	71 cm	61 cm	71 cm
Largeur totale	69 cm	79 cm	69 cm	79 cm
Largeur totale entre les accoudoirs	73 cm	83 cm	73 cm	83 cm
Poids total	15 kg	16 kg	14 kg	15 kg
Distance entre le sol et le dessous du bassin	-	-	21 à 36 cm	
Poids maximum supporté	325 kg			
Longueur totale	80 - 101 cm			
Profondeur de l'assise	40 - 52 cm			
Hauteur de l'assise	44 - 59 cm			
Hauteur du dossier	37 cm			
Distance entre le sol et le dessous du siège	33 - 48 cm			
Hauteur totale	79 - 94 cm			
Cadre	Acier au chrome molybdène laqué époxy			
Matériau assise, dossier, accoudoirs	Mousse de polyuréthane moulée			
ISO	ISO 09 33 03			

## Chaise de douche & Garde robe XXL Mobile

Une conception robuste & fonctionnelle



VERSION 24"



La chaise de douche et garde robe se distingue par son ergonomie. Elle a été conçue pour faciliter l'accès au personnel soignant, développer l'indépendance et assurer le confort du patient tout en maintenant une sécurité optimale. La chaise de douche équipée de roues 24" permet aux utilisateurs d'être autonomes durant leur toilette.

### ■ Un accès facile pour les soins

Le siège de toilette est en 2 parties. L'ouverture hygiénique de 22x44 cm favorise l'accès au personnel soignant. L'espace de 32 cm entre le dossier et l'assise laisse une grande place à la région fessière.

Les aides soignants peuvent facilement effectuer des soins ou passer une sangle autour du patient pour le déplacer ou le repositionner.

### ■ Confort et indépendance de l'utilisateur

L'arrière des accoudoirs est difficile à atteindre pour les personnes en surpoids. Pour palier à cette situation, nous avons adapté des accoudoirs de 64 cm de long qui se prolongent sur l'avant pour permettre aux utilisateurs de s'asseoir seuls dans le fauteuil, sans aide extérieure.

Les accoudoirs "Papillon" (en option) ajoutent 14 cm à la largeur du siège pour donner de l'espace supplémentaire en cas de besoin. Chaque repose-pieds supporte jusqu'à 100 kg. Ils s'ajustent vers l'extérieur du fauteuil pour offrir jusqu'à 110 cm de largeur.

Cette fonction est réellement appréciée des utilisateurs qui règlent l'écartement des repose-pieds en fonction de leur corpulence. Elle est également très utilisée par les soignants puisqu'elle facilite l'accès à la toilette.

### Accessoires

Références	Désignation
150-099-012	Accoudoirs Papillon (ajoute 14 cm à la largeur d'assise)
140-099-001	Bassin garde-robe (inclus en standard)
150-099-008	Repose-pied droit
150-099-009	Repose-pied gauche
141-099-010	Assise de douche (non percée)
156-099-030	Appui-mollet droit
156-099-031	Appui-mollet gauche

### Spécificités techniques

Références	STANDARD		VERSION 24"	
	150-061	150-071	152-061	152-071
Largeur de l'assise	61 cm	71 cm	61 cm	71 cm
Largeur totale	67 cm	77 cm	67 cm	77 cm
Poids total	27 kg	30 kg	27 kg	30 kg
Diamètre des roues (2 roues avec freins)	125 mm		AV 125 mm AR 610 mm	
Longueur totale	112 cm		129 cm	
Distance barre de poussée au sol	99 cm		100 cm	
Poids maximum supporté	325 kg			
Profondeur de l'assise	56 cm			
Hauteur de l'assise	55 cm			
Distance assise / repose-pied	40-42-44-46-48 cm			
Largeur réglable repose-pieds	58-110 cm			
Hauteur du dossier	48 cm			
Hauteur des repose-pied	40 - 48 cm			
Distance du sol à l'assise	44,5 cm			
Largeur totale entre les accoudoirs	54 cm			
Cadre	Acier au chrome molybdène laqué époxy			
Matériau assise, dossier, accoudoirs	Mousse de polyuréthane moulée			
ISO	ISO 09 12 03			

# XXL REHAB

## Chaise de douche Mobile inclinable XXL



*La chaise de douche électrique XXL s'incline de 0° à 32° et supporte jusqu'à 325 kg.*

*Cette chaise de douche a été conçue pour apporter une alternative confortable à la douche en position allongée afin d'éviter la sensation d'inconfort et de stress chez le patient.*

*Le dossier haut et les appui-bras résistants fournissent un support optimum à l'utilisateur qui se sent en sécurité.*

*La position inclinée facilite l'accès au soignant pour la toilette intime.*



La chaise de douche mobile inclinable est parfaitement adaptée aux patients qui ont une faible tonicité musculaire, des escarres, des spasmes, des mouvements incontrôlés ou des patients amputés ou qui ont eu un AVC.

### ■ Effectuer les gestes facilement et en toute sécurité

La chaise de douche inclinable XXL facilite l'accès au soignant pour l'hygiène et les soins cutanés.

De même, la fonction inclinable permet d'effectuer les soins des pieds et d'enfiler les chaussettes au patient tout en restant debout dans une position ergonomique et sécurisée.

### ■ Amélioration des soins, de l'efficacité et de la communication

La chaise inclinable XXL permet d'être plus efficace, car un soignant peut réaliser seul la totalité des soins quotidiens et de la toilette. L'aide qu'apporte ce matériel raccourcit la durée quotidienne de la douche par rapport aux méthodes utilisées jusqu'ici. Durant la toilette, le patient et le soignant peuvent garder un contact visuel permanent.



Appui-tête



Télécommande



Bassin

<b>Modèle</b>	Chaise de douche et de toilettes mobile inclinable XXL
<b>Largeur assise</b>	66 cm
<b>Profondeur du siège</b>	42/48/54 cm
<b>Référence</b>	155-066

## Accessoires

Références	Désignation
156-099-010	Accoudoirs Papillon (ajoute 14 cm à la largeur d'assise)
156-099-020	Appui-tête réglable
150-099-020	Assise garde-robe en 2 parties
140-099-001	Bassin garde-robe (inclus en standard)
150-099-008	Repose-pied droit (inclus en standard)
150-099-009	Repose-pied gauche (inclus en standard)
156-099-030	Appui-mollet droit
156-099-031	Appui-mollet gauche

## Les points forts

Le dossier haut, les appui-bras robustes et le repose-tête garantissent au patient **un support et une sécurité maximum.**

La position inclinée en arrière donne **un accès total au soignant** tout en étant très confortable pour le patient.

Les accoudoirs "Papillon" (en option) ajoutent **14 cm à la largeur du siège.**

La chaise de douche se transforme en **chaise percée** (en option : siège en 2 parties et son seau).

## Spécificités techniques

Références	155-066
Poids supporté	325 kg
Réglage de la profondeur du siège	42/48/54 cm
Longueur totale (position basse)	140 cm
Largeur totale	74 cm
Largeur de l'assise	66 cm
Hauteur de l'assise	51 - 69 cm
Réglage de la largeur des repose-pieds	58 - 110 cm
Réglage de la hauteur des repose-pieds	40 - 48 cm
Inclinaison électrique	0° à 32°
Largeur entre les appui-bras standards	61 cm
Largeur entre les appui-bras "Papillon"	76 cm
Diamètre de l'ouverture hygiénique	24 cm
Longueur de l'ouverture hygiénique	35 cm
Distance du sol au dessus de l'assise	44 - 50 cm
Hauteur de la barre de poussée au sol	100 cm
Hauteur de l'assise aux repose-pieds	39-42-45-48 cm
Hauteur du siège aux appui-bras	22 cm
Poids	39 kg
Repose-bras pliables	Non
Repose-bras escamotables	Oui
Repose-pieds escamotables	Oui
Repose-pieds amovibles	Oui
Repose-pieds réglables en hauteur	Oui
Appui-tête	Oui
4 roues avec freins individuels	Oui
Télécommande filaire	Oui
Nombre de mouvements batterie chargée	Environ 20
Rayon de braquage	158 cm
Cadre	Acier au chrome molybdène laqué époxy
Diamètre des roues	150 mm
Assise/Dossier/Appui-bras	Polyuréthane
Classe IP	IP 44
ISO - classification	ISO 09 12 03 -23

# XXL REHAB

## Chaise de douche R+R inclinable à hauteur variable



### Effacité

*Un seul soignant peut effectuer seul l'ensemble de la toilette ainsi qu'une grande partie des soins quotidiens.*

*La qualité du matériel simplifie les gestes quotidiens ce qui permet de gagner du temps par rapport aux méthodes traditionnelles.*

### Communication

*Le patient et le soignant peuvent garder un contact visuel tout au long de la toilette.*



La chaise de douche XXL Rehab R+R a été développée en réponse à une tendance croissante d'amélioration de la toilette et des soins aux personnes en surpoids. Traditionnellement les méthodes utilisées étaient inconfortables pour l'utilisateur et imposaient de nombreux efforts aux soignants.

### ■ Une chaise de douche ergonomique et multi-usage

Le design ergonomique et polyvalent de la chaise de douche permet de faciliter les gestes quotidiens tels que la toilette, les soins, les shampooings, la toilette intime, etc.

La chaise de douche R+R permet de surélever le patient de 55 cm à 100 cm.

C'est la première chaise de douche au monde pour personnes en surpoids dont l'assise se met en déclive jusqu'à 20° en position haute par simple pression sur un bouton.

### ■ Amélioration du quotidien

Elle améliore la qualité de vie en rendant la douche sécurisée, plus agréable mais surtout plus digne.

### ■ Facilité et sécurité du soignant

Le design ergonomique et la fonction Care Raiser élévation et inclinaison électrique diminuent le stress et facilitent le quotidien des soignants lors de la toilette et des soins.

Cela permet aussi de travailler d'une manière plus sécurisée.



Appui-tête



Télécommande



Bassin

<b>Modèle</b>	R+R inclinable à hauteur variable
<b>Largeur assise</b>	66 cm
<b>Profondeur du siège</b>	42/48/54 cm
<b>Référence</b>	156-066

## Accessoires

Références	Désignation
156-099-010	Accoudoirs Papillon (ajoute 14 cm à la largeur d'assise)
156-099-020	Appui-tête réglable
150-099-020	Assise garde-robe en 2 parties
140-099-001	Bassin garde-robe (inclus en standard)
150-099-008	Repose-pied droit (inclus en standard)
150-099-009	Repose-pied gauche (inclus en standard)
156-099-030	Appui-mollet droit
156-099-031	Appui-mollet gauche

## Les points forts

La fonction Care Raiser est unique, elle permet d'élever la partie basse du corps du patient pour **faciliter l'accès lors de la toilette intime.**

Le dossier haut, les appui-bras robustes et le repose-tête garantissent au patient **un support et une sécurité maximum.**

La position inclinée en arrière donne **un accès total au soignant** tout en étant très confortable pour le patient.

Les accoudoirs "Papillon" (en option) ajoutent **14 cm à la largeur du siège.**

La chaise de douche se transforme en **chaise percée** (en option : siège en 2 parties et son seau).

## Spécificités techniques

Références	156-066
Poids supporté	325 kg
Réglage de la profondeur du siège	42/48/54 cm
Longueur totale (position basse)	140 cm
Largeur totale	74 cm
Largeur de l'assise	66 cm
Hauteur de l'assise	51 - 69 cm
Réglage de la largeur des repose-pieds	58 - 110 cm
Réglage de la hauteur des repose-pieds	40 - 48 cm
Inclinaison électrique	0° à 20°
Ajust. électrique de la hauteur	55 à 100 cm
Largeur entre les appui-bras standards	61 cm
Largeur entre les "appui-bras Papillon"	76 cm
Diamètre de l'ouverture hygiénique	24 cm
Longueur de l'ouverture hygiénique	35 cm
Distance du sol au dessous de l'assise	44 - 50 cm
Hauteur de la barre de poussée au sol	100 cm
Hauteur de l'assise aux repose-pieds	39-42-45-48 cm
Hauteur du siège aux appui-bras	22 cm
Poids	46 kg
Repose-bras pliables	Non
Repose-bras escamotables	Oui
Repose-pieds escamotables	Oui
Repose-pieds amovibles	Oui
Repose-pieds réglables en hauteur	Oui
Appui-tête	Oui
4 roues avec freins individuels	Oui
Télécommande filaire	Oui
Nombre de mouvements batterie chargée	Environ 15
Rayon de braquage	156 cm
Cadre	Acier au chrome molybdène laqué époxy
Diamètre des roues	150 mm
Assise/Dossier/Appui-bras	Polyuréthane
Classe IP	IP 44
ISO - classification	ISO 09 12 03 -23



ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01  
[www.evrardmedicale.fr](http://www.evrardmedicale.fr) | [info@evrardmedicale.fr](mailto:info@evrardmedicale.fr)