



beka
hospitec

MONA

Table de change mobile à hauteur réglable
La solution mobile pour des soins dans des conditions optimales

MONA

la solution mobile optimale pour des soins exigeants...





Un réglage en hauteur continu pour un transfert simple et une hauteur de travail optimale...

La table de change MONA est une table de change sur roulettes que vous pouvez déplacer pour nettoyer la pièce ou aller dans une autre salle. La largeur importante du plan de couchage permet de changer ou prodiguer des soins dans des conditions optimales. Le matelas est imperméable aux liquides et ses extrémités arrondies empêchent toute blessure.

Elle peut être équipée de barrières latérales rabattables, afin d'obtenir plus de sécurité. Un système de réglage de la hauteur continu (électrique ou bien hydraulique, au choix), permet d'avoir la hauteur optimale de travail et de transfert. Il est possible de passer librement en-dessous de la base qui est munie de roulettes pivotantes et blocables.





















Fiche technique MONA

- 4 roulettes à freins
- Roulettes de diamètre 125 mm
- Cadre en acier inoxydable thermolaqué époxy
- Matelas épaisseur 5 cm
- 18 coloris de matelas au choix
- Poids : 120 kg

Modèles	Dimensions	Réglage de la hauteur	Poids supporté	Références
MONA HYD 200 x 80	2000 x 800 mm	Hydraulique de 480 à 990 mm	150 kg	950105000
MONA HYD 150 x 65	1500 x 650 mm	Hydraulique de 480 à 990 mm	150 kg	950101000
MONA HYD 150 x 80	1500 x 800 mm	Hydraulique de 480 à 990 mm	150 kg	950103000
MONA HYD 200 x 100	2000 x 1000 mm	Hydraulique de 480 à 990 mm	150 kg	950107000
MONA EL 200 x 80	2000 x 800 mm	Électrique de 480 à 990 mm	200 kg	950104000
MONA EL 150 x 65	1500 x 650 mm	Électrique de 480 à 990 mm	200 kg	950100000
MONA EL 150 x 80	1500 x 800 mm	Électrique de 480 à 990 mm	200 kg	950102000
MONA EL 200 x 100	2000 x 800 mm	Électrique de 480 à 990 mm	200 kg	950106000

Nuancier 18 couleurs

					
sonne F6410952	mais F6411004	orange F6410985	fuchsia F6410871	feutre F6410931	mohn F6410852
					
lila F6410869	sky F6411020	atoll F6410933	nickel F6410851	limone F6411015	agave F6410878
					
rodeo F6410779	niger F6411141	Palisander F6410777	schiefer F6410932	granit F6410812	schwarz F6410811

Options

Barrières latérales	921070050
Matelas de protection pour les barrières latérales	921070100
Tête avec réglage à crans (option montage usine)	921070200



ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01
www.evrardmedicale.fr | info@evrardmedicale.fr

