

## Surélévateur de toilettes sur pieds Etac Swift

Léger et facile à manier.

### Stabilité remarquable

Le surélévateur de toilettes sur pied Etac Swift procure un appui stable. Sa surface large et ses embouts souples spéciaux permettent une excellente adhérence au sol.

### Fonctionnalité

Le siège est réglable en hauteur et peut être légèrement incliné vers l'avant. Le patient peut ainsi se mettre debout avec moins de difficultés et la pression sur les articulations de ses hanches est réduite. Les pieds du surélévateur s'enlèvent sans problème pour le transport en voiture.

### Flexibilité

Le surélévateur de toilettes sur pied Swift peut servir aussi de tabouret de douche. Léger, il se déplace sans peine. Il peut également être transformé en fauteuil garde-robe Etac Swift Commode en l'équipant des accessoires ci-dessous.



Le surélévateur sur pied Etac Swift incorpore un pare-éclaboussures qui facilite le nettoyage, tout comme ses surfaces lisses.

## Accessoires



**Dossier**  
84005069  
Matériau : polypropylène



**Porte-savon/support pour couvercle**  
80209266  
Matériau : polypropylène



**Coussin d'assise souple**  
84005064  
Matériau : polyéthylène



**Dossier souple**  
84005065  
Matériau : polyéthylène



**Bassin**  
Sans couvercle 84005066  
Avec couvercle 84005068  
Matériau : polypropylène

### Description

Surélévateur de toilettes sur pieds Swift 81702020

### Dimensions

Largeur totale : 56 cm  
Largeur du siège : 54 cm  
Hauteur du siège : 42-57 cm  
Distance entre les accoudoirs : 45 cm

### Matériaux

Siège et accoudoirs : polypropylène  
Pieds : aluminium et polyamide  
Embouts : TPE

### Poids

3,9 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.