



**GORDON  
ELLIS  
& CO**

# COSBY ET COSBY XXL

## PLANCHES DE BAIN

POUR AIDER LES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE RAIDEURS  
ARTICULAIRES OU QUI PERDENT L'ÉQUILIBRE À PRENDRE UN BAIN  
OU UNE DOUCHE EN TOUJOURS SÉCURITÉ

### COSBY



 190 kg

- Confortable, solide et mince
- Ajustement facile
- S'adapte facilement à la plupart des baignoires
- Assortie au tabouret de bain Cosby

Ligne fine, 25 mm d'épaisseur, conçue avec une assise plastique (polypropylène) sans lames ni orifices pour un meilleur confort et un nettoyage plus facile. Quatre pattes de fixation ajustables maintiennent la planche de bain en place et la sécurisent contre les parois de la baignoire. Elle convient aux baignoires de 480 à 700 mm de largeur interne.

**GE6407** Planche de bain Cosby

### COSBY XXL



 300 kg

- Notre planche de bain la plus solide
- Se fixe avec quatre pattes de sécurité
- Pas de lames ajourées pour un plus grand confort

Cette planche de bain est la même que la planche Cosby, avec un maintien supplémentaire en-dessous, ce qui permet de supporter un poids plus important.

Ajustable et facile à fixer grâce à ses quatre pattes de fixation qui s'ajustent au bord de la baignoire.

**GE64075** Planche de bain Cosby XXL



GROUPE EVRARD

**Evrard Générale Médicale**  
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01  
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr